



COVIDIEN

positive results for life™

Respiratory & Monitoring Solutions

McGRATH® MAC

Video Laryngoscopio



McGRATH® MAC

Video Laringoscopio

El Video Laringoscopio McGRATH® MAC es

- Producto Innovador para UCI, URG y Qx
- **Gran visión** para los tomadores de decisión y profesionales de la salud




¿Qué es una Laringoscopia?

Procedimiento para la visualización de las cuerdas vocales y la glotis¹

Para colocar el TE a través de las cuerdas vocales dentro de la tráquea


2



Grados de visión I – IV

3

Laryngoscopy view: Cormack and Lehane



1. Laryngoscopy definition. Surgery Planet. Available at: <http://www.surgeryplanet.com/ear-nose-throat/laryngoscopy.html>.
2. Source: <http://www.dreamstime.com/-image12592703> (image purchased on 09/29/11)
3. Image used with permission from Dr Sumit Das BSc FRCA for Anesthesia UK <http://www.frca.co.uk/article.aspx?articleid=257>

Laringoscopia Directa

- Visión Directa: se logra a través de la boca abierta
- Estandar de oro para las intubaciones de rutina
- Componentes:
 - Mango (baterías y fuente de luz)
 - Hojas desechables o reusables (Macintosh/curva or Miller/recta)
 - Fuente de energía: baterías (desechables o recargables)



1. Source: <http://www.dreamstime.com/-image18269881> (image purchased on 09/29/11)
2. Source: <http://www.dreamstime.com/-image18269737> (image purchased on 09/29/11)

Video Laringoscopia “*tradicional*”



Usada para lograr la visualización de las cuerdas vocales cuando ha sido difícil con la laringoscopia directa



- Proporciona visión indirecta
- Primordialmente para vía aérea difícil
- Para uso casi exclusivo en el quirófano



Visión General del Producto

Componentes Video Laringoscopio McGRATH® MAC

Único botón para *on* y *off*

- No existe “Auto *OFF*”, permanecerá encendido hasta oprimir el botón

Hojas

- Curvas
- Tamaños 2, 3 y 4
- Anti-empañante
- Desechable (uso único por paciente)

Batería

- 250 minutos de vida (>4hrs)
- No reprocesable ni reciclable




Mensaje Clave

El Video Laringoscopio McGRATH® MAC otorga:

- Visibilidad Mejorada¹
- Video laringoscopio de gran accesibilidad
- Diseño simple y durable

¹ Compared to direct laryngoscopy

Visibilidad Mejorada



- Visión Directa e Indirecta
- Reduce puntos ciegos
- Confirmación visual de la colocación del TE
- Hoja delgada

Video Laringoscopio de gran accesibilidad

- Costo/Beneficio
- Tamaño y maniobrabilidad
- Uso en varios servicios

Diseño Simple y Durable

- Portátil
- Fácil de usar
- Fácil de limpiar
- Diseño parecido al tradicional
- Poca capacitación y entrenamiento

Estrategia de Venta



- ✓ Anestesiólogos
- ✓ Enfermera
- ✓ Administrador del Hospital
- ✓ Director del Hospital
- ✓ Intensivista
- ✓ Ingeniería Biomedica

Lugares Clave

Primario:

- Quirófano

Secundario:

- Unidades de cuidado intensivo e intermedio
- Urgencias
- Carros de paro
- Servicios de ambulancia

