




SOLUCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN ENTERAL

Kangaroo™ Sondas Nasogástricas



Producto	Código	Calibre	Longitud	Orificios de salida	Peso en la punta
Entriflex™	8884720858	8 FR	109 cm	4	3 gr
Entriflex™	8884721088	10 FR	109 cm	4	5 gr
Entriflex™	8884721252	12 FR	109 cm	4	5 gr
Dobhoff™	8884710859	8 FR	109 cm	2	5 gr
Dobhoff™	8884711253	12 FR	109 cm	2	7 gr

Característica

Recubierta de Hydromer
100% de Poliuretano
Punta con peso
Guía metálica
Marcas numéricas
Radiopaco
Puertos en Y color Morado

Beneficio

Lubricación
Material Biocompatible
Facilita colocación post-pilórica
Proporciona firmeza durante la colocación
Permite ubicar en que posición se colocó la sonda
Visualización en Rayos X
Identificación de Nutrición Enteral (Según ASPEN)



Kangaroo™ Sondas Nasogástricas Especializadas

Producto	Código	Calibre	Longitud	Orificios de salida	Peso en la punta
Pediátrica	8884730741	6 FR	51 cm	2	Con peso
Pediátrica	461438	6.5 FR	91 cm	2	Sin peso

Característica

Recubierta de Hydromer
100% de Poliuretano
Dos orificios distales
Conector de puerto sencillo y recto
Radiopaco

Beneficio

Lubricación
Material biocompatible
Permite un adecuado flujo de nutrición
Disminuye riesgo de infección
Visualización en Rayos X

Producto	Código	Calibre Gástrico	Calibre Yeyuno	Longitud	Peso en la punta
Nasoyeyunal	8884752513	16 FR	9 FR	170 cm	Con peso

Característica

Recubierta de Hydromer
100% de Poliuretano
Puertos en Y color Morado
Inserción vía endoscópica
Radiopaco

Beneficio

Lubricación
Material Biocompatible
Identificación de Nutrición Enteral (Según ASPEN)
Seguridad y exactitud
Visualización en Rayos X



Sondas de Gastrostomía Kangaroo™

Kit de gastrostomía endoscópica percutánea Kangaroo™

8884751648	16 Fr
8884752075	20 Fr

Obturador para retiro Kangaroo™

8884752208	16 Fr
8884752216	20 Fr

Característica

Elaborado de Poliuretano
Dispositivo de retención tipo canasta flexible
Puertos en Y color Morado
Disco de retención externo elevado

Beneficio

Biocompatible y termosensible
Por su diseño facilita el retiro
Identificación de Nutrición Enteral (Según ASPEN)
Favorece un estoma saludable

Sonda de gastrostomía Kangaroo™

Código	Globo	Medida
8884715122	5 cc	12 Fr
8884715148	5 cc	14 Fr
8884720163	20 cc	16 Fr
8884720189	20 cc	18 Fr
8884720205	20 cc	20 Fr
8884720221	20 cc	22 Fr
8884720247	20 cc	24 Fr
8884720265	20 cc	26 Fr
8884720285	20 cc	28 Fr

Característica

Silicón
Puertos en Y color Morado
Balón de retención interno en forma de manzana
Disco de retención externo elevado
Gran variedad de medidas 12-28 Fr

Beneficio

Biocompatible
Identificación de Nutrición Enteral (Según ASPEN)
Ajuste adecuado
Favorece un estoma saludable
Medida adecuada para cada paciente



Botones de gastrostomía Kangaroo™



Calibre	Longitud	Llenado del Globo
12 Fr	0.8-5 cm	2.5 cc
14 Fr	0.8-5 cm	4.0 cc
16 Fr	0.8-5 cm	4.0 cc
18 Fr	0.8-5 cm	5.0 cc
20 Fr	0.8-5 cm	5.0 cc
24 Fr	1.2-5 cm	6.0 cc

Característica

Anclas de retención externa
Puertos en Y color Morado
Silicón 100%
Balón de retención en forma de manzana
Gran variedad de medidas de 12-24 Fr / 0.80-5 cm

Beneficio

Favorece un estoma saludable
Identificación de Nutrición Enteral (Según ASPEN)
Biocompatible
Ajuste adecuado
Medida adecuada para cada paciente

Accesorios

8884741805	Medidor de estomas
8884741813	Extensión para alimentación por bolos, con dispositivo a nivel de piel
8884741821	Extensión para alimentación continua, ángulo recto, con dispositivo a nivel de piel con clip de seguridad



Kangaroo™ ePump y sets de alimentación



Equipo de infusión exclusivo para Nutrición Enteral

Código

482400J

Característica

Bomba de uso **exclusivo** para **Nutrición Enteral**
Uso intuitivo
Nutrición e irrigación programable
Opción de alimentación continua y por bolos
Opción de irrigación adicional

Beneficio

Rotor que simula peristalsis
Fácil programación
Optimiza tiempos de enfermería
Nutrición adecuada a las necesidades del paciente
Disminuye riesgo de oclusión de las sondas

Código	Tipo de set	Capacidad
672055	Sencillo	500 ml
673656	Sencillo	1000 ml
674668	Doble	500 ml
673662	Doble	1000 ml

Característica

Set sencillo y doble
conexiones color Morado
Libres de DEHP

Beneficio

Opción de solo nutrir, hidratar o ambas
Identificación de Nutrición Enteral (Según ASPEN)
No tóxico

